



チーム名：監督のなめたパイニアメ

《チームメンバー》

前田颯太 川幡俊友 下岡美月 野田彩夏 松本栞音 吉岡優 中尾美奈子

《タイトル》

わっしょい!!!

リハビリテーション

《対象者》 → 片麻痺患者

《コンセプト》

患者様が筋電図をみてもフィードバックしにくい

セラピスト側は医学的フィードバックが必要

- ・患者様には、泡と液体の量で握りの強さをフィードバック
- ・セラピストには、筋電図でフィードバック
- ・麻痺側で握ることによってCI療法にもなる

《機能》

- ・ビールサーバーの握りを握る強さにより泡と液体の量を調節できる
- ・弱く握る→泡がでる
- 強く握る→液体がでる

《使用方法》

- ① 麻痺側の前腕外側に筋電図を貼付
- ② サーバーを麻痺側で握る
- ③ 泡と液体の量を2:8ぐらいになるように麻痺側で握る




実際の筋電図貼付

【患者の視点】



【セラピストの視点】



《価格》

¥15,000